

Plataformas universales para camas médicas  
Diseñadas para brindar **valor**, para brindar  
**opciones** y para la **vida**.

**GETINGE GROUP**

Passion for life

Dedicadas a satisfacer las necesidades del cliente que son comunes a todos los entornos del cuidado de la salud.

Estandarización de componentes clave.

Oferta de gama de camas médicas desde baja gravedad a alta dependencia.



# Diseñadas **para brindar valor**

Tanto si debe comprar como alquilar camas médicas, necesita asegurarse de conseguir la mejor solución disponible. La plataforma para camas médicas de ArjoHuntleigh ofrece un producto novedoso, flexible y duradero que lo ayudará a proporcionar el mejor cuidado posible del paciente y reducir el riesgo de lesiones al profesional de la salud.



Control de infecciones

**Foco**



Mantenimiento

## Rentable

Diseñadas y fabricadas para ser fuertes, duraderas y de larga vida útil, todas las camas médicas de ArjoHuntleigh han sido probadas para cumplir con su vida útil y cuentan con la certificación de UL para las normas IEC más recientes de resistencia y estabilidad.

La arquitectura abierta con componentes listos para conectar y usar y las articulaciones autolubrificantes ayudan a lograr costos bajos para toda la vida útil. Los componentes comunes para toda la gama de productos ayudan a reducir los requisitos de almacenamiento de repuestos.



Puesto que la cama es probablemente el equipo médico en donde el paciente pasa la mayor cantidad de tiempo en el hospital, es de suma importancia que esté diseñada para una limpieza, mantenimiento y reparación fáciles.

Las molduras moldeadas por soplado son livianas, suaves y fáciles de retirar, y la estructura abierta está diseñada para una limpieza muy fácil, lo que brinda una solución sostenible para la limpieza y descontaminación como parte de los requisitos de control de las infecciones.

Gracias a su accesibilidad y sus componentes fáciles de retirar, una sola persona puede trabajar en piezas como actuadores, caja de control, mandos manuales, batería y ruedas en el lugar, haciendo más fácil el trabajo de los ingenieros y técnicos para reparar y mantener la cama.

# Diseñadas para brindar opciones

La gama de camas de ArjoHuntleigh está basada en creencias fundamentales y un diseño central, y fabricada en una plataforma universal. Más allá de la estructura de la cama elegida para su institución, puede estar seguro de que cada sistema se basa en un diseño coherente que lo ayuda a proporcionar un cuidado óptimo del paciente y rentabilidad para la institución.



## Enterprise 5000X

- Rieles de seguridad plegables
- Sistema de perfilación Bio-Contour
- Pausa automática de 30° del respaldo
- Silla cardíaca de un botón
- Extensión de la cama de 3 etapas
- Carga de trabajo segura de 250 kg
- Luz de noche debajo de la cama\*

## Enterprise 5000X

- Rieles laterales divididos de seguridad
- 2 controles colgantes
- Sistema de perfilación Bio-Contour
- Pausa automática de 30° del respaldo
- Silla cardíaca de un botón
- Extensión de la cama de 3 etapas
- Carga de trabajo segura de 250 kg
- Luz de noche debajo de la cama\*

## Enterprise 8000X

- Rieles laterales divididos de seguridad
- Controles del paciente y enfermero integrados
- Sistema de perfilación Bio-Contour
- Pausa automática de 30° del respaldo
- Silla cardíaca de un botón
- Extensión de la cama de 3 etapas
- Carga de trabajo segura de 250 kg
- Luz de noche debajo de la cama

## BAJA GRAVEDAD

## Plataforma universal

La plataforma universal, que cubre todos los niveles de gravedad del paciente, desde baja a alta, en múltiples entornos de atención, desde médico-quirúrgica hasta terapia intensiva, es una elección sólida para las necesidades cambiantes del hospital.

Diseñadas para ser livianas y fáciles y seguras de maniobrar, todas nuestras camas médicas cuentan con funciones de seguridad estándar y paneles de control intuitivos que eliminan las adivinanzas en el cuidado seguro del paciente.

El diseño central común de toda la cartera de estructuras de camas hace que el mantenimiento, la capacitación y el almacenamiento de componentes sean más fáciles que nunca.

La infraestructura mundial de alquiler y mantenimiento de ArjoHuntleigh ayuda a las instituciones a adaptarse a las necesidades de atención de los pacientes, que cambian constantemente.





### Enterprise 9000X

- Pesaje en la cama
- Salida de la cama de Varizone
- Sistema antiatrapamiento\*
- Llamada al enfermero de doble vía\*
- Controles de televisión/luces
- Puerto de datos RS232\*
- Alarmas visuales SafeSet\*
- Sistema de perfilación Bio-Contour
- Pausa automática de 30° del respaldo
- Silla cardíaca de un botón
- Extensión de la cama de 3 etapas
- Carga de trabajo segura de 250 kg
- Luz de noche debajo de la cama



### Citadel

- Superficies integradas para terapia
- Salida para Skin IQ
- Salida para accesorios\*
- Pedal (sube/baja la moldura)\*
- Pesaje en la cama
- Salida de la cama de Varizone
- Sistema antiatrapamiento
- Llamada al enfermero de doble vía\*
- Controles de televisión/luces
- Puerto de datos RS232\*
- Alarmas visuales SafeSet\*
- Sistema de perfilación Pro-Contour
- Pausa automática de 30° del respaldo
- Silla cardíaca de un botón
- Carga de trabajo segura de 270 kg
- Luz de noche debajo de la cama



### Citadel Plus

- Carga de trabajo segura de 522 kg
- Plataforma de ancho y largo ajustable
- Unidad impulsora\*
- Salida para Skin IQ
- Salida para accesorios\*
- Pedal (sube/baja la moldura)\*
- Pesaje en la cama
- Salida de la cama de Varizone
- Sistema antiatrapamiento
- Llamada al enfermero, controles de televisión/luces\*
- Puerto de datos RS232\*
- Alarmas visuales SafeSet\*
- Sistema de perfilación Pro-Contour
- Pausa automática de 30° del respaldo
- Silla cardíaca de un botón
- Luz de noche debajo de la cama

## ALTA DEPENDENCIA

### Oferta flexible

- Amplia gama de soluciones complementarias de superficies terapéuticas, sistemas y movilidad temprana de ArjoHuntleigh.
- Opciones de alquiler, venta y arrendamiento para flexibilidad financiera.
- Funciones asequibles que responden a la necesidad de los profesionales de reducir los costos de la atención de la salud.



# Diseñadas **para la vida**

Nuestra plataforma universal para camas médicas está diseñada para proporcionar un entorno seguro para la atención y recuperación del paciente y ayudar a reducir el riesgo asociado de lesiones del personal de atención de la salud.

**Foco**



Seguridad



Clínico



**LA INMOVILIDAD ES UN FACTOR DE RIESGO IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN**



Lingren M, Unosson M, Fredrikson M, Ek AC. Inmovilidad, un factor de riesgo importante para el desarrollo de úlceras por presión entre pacientes adultos hospitalizados: un estudio prospectivo. Scand J Caring Sci. 2004; 18 : 57-64.

**EL RIESGO DE LESIONES AUMENTA CON LA FRECUENCIA CON QUE SE MUEVE MANUALMENTE AL PACIENTE EN LA CAMA**



Thomas, D. R., Thomas, Y-L., Borner, H., Etherington, M., McMahon, A., Polaczuk, C. y Wallaart, J. (2009). Pautas para la manipulación del paciente: revisión bibliográfica. Wellington: ACC.

**LAS CAÍDAS EN EL HOSPITAL SE RELACIONAN CON UNA ESTADÍA SIGNIFICATIVAMENTE MÁS LARGA**



Oliver D, Healey F, Haines TP. Prevención de caídas y lesiones relacionadas con caídas en el hospital. Clínica de medicina geriátrica. 2010;26(4)

**UN PACIENTE PUEDE PERDER HASTA UN 20 % DE SU FUERZA MUSCULAR DESPUÉS DE APENAS UNA SEMANA DE INMOVILIDAD**




Bloomfield, S.A (1997). Cambios en la estructura y las funciones músculo-esqueléticas con el reposo prolongado. Med Sci Sports Exerc, 29(2): 197-206



## Caídas y atrapamiento de los pacientes

Las camas médicas de ArjoHuntleigh ofrecen un conjunto integral de funciones de seguridad:

- Baja altura de la cama
- cumple con la norma IEC 60601-2-52 para la reducción del atrapamiento y restricción del paciente
- Luz de noche debajo de la cama
- Salida de la cama de Varizone
- Sistema antiatrapamiento debajo de la cama
- Panel de control retroiluminado
- Sistema de alarmas visuales SafeSet
- Llamada al enfermero y altavoz



## Úlceras por presión

Ofrecemos una gama de superficies terapéuticas con o sin alimentación para todas las estructuras a fin de brindar apoyo a los pacientes con riesgo de desarrollar úlceras por presión. Para Citadel y Citadel Plus, disponemos de superficies integradas que brindan una solución flexible para pacientes con alta dependencia.

Nuestro diseño patentado «Bio-Contour» es una combinación única de movimientos de las secciones de la cama con una plataforma curvada de colchón, diseñada para asistir al colchón en la administración de presión y cizalladura.



## Eficacia clínica


Oferta integral de funciones clínicas incorporadas y opciones de perfilación para una atención avanzada del paciente:

- Pausa del respaldo de 30 grados
- Silla cardíaca
- Indicador de ángulo de la cabecera de la cama
- Controles de un solo toque
- Sistema de perfilación Bio-Contour
- Posición de Fowler automática
- Pesaje en la cama

# Plataforma universal para camas médicas ArjoHuntleigh

Diseñadas para brindar **valor**, para brindar **opciones** y para la **vida**.™

Creemos que una buena cama para hospital debe reunir las siguientes características:




**Foco clínico**

Proporcionar un beneficio clínico para los pacientes  
Ser fácil e intuitiva de usar




**Foco en el control de infecciones**

Ser accesible y fácil de limpiar



**Foco en la seguridad**

Proporcionar un entorno seguro para el paciente  
Reducir el riesgo de lesiones del personal



**Foco en el mantenimiento**

Ser fácil de reparar y mantener  
Ser fuerte, duradera y de larga vida útil



La nueva gama de camas médicas ArjoHuntleigh ha sido probada de forma independiente por la organización mundialmente reconocida UL, a fin de certificar su cumplimiento con los más recientes requisitos de estabilidad, seguridad y dimensiones de la norma IEC60601-2-52.

## GETINGE GROUP

ArjoHuntleigh AB,  
Hans Michelsensgatan 10,  
211 20 Malmö,  
Sweden  
Phone: +46 (0) 10 335 45 00

Maquet Mexicana, S. de R.L. de C.V.  
Montecito 38, piso 10, Oficina 33  
Mexico City, D.F. 03810  
Mexico

[www.ArjoHuntleigh.com](http://www.ArjoHuntleigh.com)

**MAQUET**  
GETINGE GROUP

**ARJOHUNTLEIGH**  
GETINGE GROUP

**GETINGE**  
GETINGE GROUP

Getinge Group es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de productos y sistemas que contribuyen a mejorar la calidad y la eficacia en costes dentro del ámbito de la asistencia médica y de las ciencias biológicas. Las operaciones se realizan a través de tres marcas: ArjoHuntleigh, Getinge y Maquet. ArjoHuntleigh se centra en la movilidad del paciente y en soluciones para el tratamiento de la curación de las heridas. Getinge proporciona soluciones de control dentro del ámbito de la asistencia médica y de prevención de contaminación dentro de las ciencias biológicas. Maquet se especializa en soluciones, terapias y productos para intervenciones quirúrgicas, cardiología intervencionista y cuidados críticos.