



# El IntelliVue que acompaña al paciente

Monitor de paciente IntelliVue MX40

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Libertad de movimientos

## Tiempo y movilidad reales

Prepárese para la movilidad. Philips IntelliVue MX40 es un dispositivo sin precedentes, que integra las ventajas de la telemetría y la monitorización de pacientes IntelliVue en un único monitor de tamaño compacto que lleva consigo el paciente en todo momento. Gracias a la monitorización continua de ECG y a la pulsioximetría opcional, IntelliVue MX40 ofrece una monitorización continua a pacientes con diferentes niveles de gravedad y en cualquier lugar del hospital.

## IntelliVue integral

El dispositivo está coordinado con el resto de la familia IntelliVue para facilitar la formación y el uso. El Centro de información IntelliVue es una parte esencial de la solución IntelliVue MX40.

## Sencilla verificación de la identificación

Una identificación adecuada del paciente y del equipo es esencial. La visualización de los datos de filiación del paciente garantiza la asignación del monitor IntelliVue MX40 al paciente adecuado; esto proporciona una valiosa comprobación de verificación tras la admisión en el Centro de información IntelliVue.

## Mayor contacto

Con un solo toque de la pantalla en color podrá ver una gran variedad de mediciones sin necesidad de alejarse del paciente. Incorpora las ventajas de la tecnología más avanzada, el diseño inteligente y las funciones innovadoras que espera de Philips en un dispositivo lo suficientemente pequeño y ligero para que los pacientes ambulatorios puedan llevar consigo cómodamente. Permite al personal clínico responder y verificar las alarmas, o mantener un entorno tranquilo y silencioso, al igual que elegir los formatos de pantalla adecuados para usted y su hospital. Con el IntelliVue MX40, es muy sencillo.



## Más personal

IntelliVue MX40 incorpora las ventajas de la tecnología más avanzada, el diseño inteligente y las funciones innovadoras que espera de Philips en un dispositivo suficientemente ligero y pequeño para que los pacientes ambulatorios puedan llevar consigo cómodamente.

La visualización de información sin necesidad de alejarse del paciente permite a cada profesional consultar el estado más actualizado del paciente y ayudar a mejorar los cuidados.



Pantalla **táctil en color**.

**Modo de ahorro de energía automático**, que conserva la batería al tiempo que garantiza la privacidad.

Visualización del estado del paciente **con un solo toque en pantalla**.

Dos canales de **formas de onda en tiempo real**.

**Cuatro formatos de pantalla**.

**Posibilidad de orientación de la pantalla** para facilitar la evaluación clínica.

**Parámetros de monitorización flexibles**.

**Amplia variedad de mediciones**, incluidos ECG, SpO<sub>2</sub> y presión sanguínea.

**Baterías desechables o recargables**.

**Visualización del estado de la batería** en el dispositivo y el Centro de información IntelliVue.



La pantalla táctil en color pasa al modo de ahorro de energía con el fin de conservar la batería y garantizar la privacidad del paciente; no obstante, el personal médico puede activarla y ver la información con solo pulsar un botón.



# Alarmas siempre que las necesite

## **Alarmas adecuadas al entorno**


IntelliVue MX40 muestra alarmas para ECG, SpO<sub>2</sub> y presión sanguínea no invasiva. El personal clínico puede responder y verificar las alarmas, o bien mantener un entorno tranquilo y silencioso para el paciente. Esta flexibilidad es compatible con las políticas de gestión de alarmas adaptadas a los diferentes entornos clínicos sin necesidad de utilizar un equipo adicional.

## **Más mediciones sin añadir más cables**

El monitor IntelliVue MX40 ofrece los avances clínicos y técnicos que le ayudan a agilizar el flujo de trabajo y a mejorar los cuidados mientras los pacientes disponen de libertad de movimiento. Al conectarse mediante tecnología de radio de corto alcance a los dispositivos de medición inalámbricos IntelliVue, puede añadir presión no invasiva o pulsioximetría sin los inconvenientes que suponen los cables adicionales y el consiguiente riesgo de tropiezos.

## **Un único toque de pantalla**

Con un solo toque en la pantalla, podrá ver la configuración actual de alarmas, el histórico de alarmas o las tendencias de los signos vitales, así como activar el monitor si se encuentra en modo de ahorro de energía.



# Ayuda a lograr sus objetivos

IntelliVue MX40 respalda sus esfuerzos por reducir la contaminación cruzada y contribuye a las iniciativas respetuosas con el medio ambiente.

## **Reduce el riesgo de infecciones intrahospitalarias**

IntelliVue MX40 se ha diseñado teniendo en cuenta la higiene y la prevención de infecciones mediante un único conector externo que reduce la acumulación de suciedad y líquidos, una superficie lisa que facilita su limpieza, y un material que se puede limpiar con una gran variedad de desinfectantes estándar de alto o bajo nivel, incluida la esterilización periódica. Philips ofrece juegos de latiguillos reutilizables para adecuarse a las necesidades específicas del hospital.

## **Sostenible**

El dispositivo también ofrece una variedad de baterías: pilas AA desechables o una batería de ión-litio recargable. Al utilizar baterías de ión-litio recargables, reducirá el volumen total de residuos generado por las pilas desechables, lo que contribuye a respetar el medio ambiente. Además, si elige baterías de ión-litio recargables reducirá el coste añadido de la adquisición de las pilas.



IntelliVue MX40 es un dispositivo estanco (IPX7) capaz de soportar las inmersiones accidentales en el agua, la ducha y la limpieza.



**Philips Healthcare forma parte de  
Royal Philips Electronics**

**Cómo ponerse en contacto con nosotros**

[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)  
[healthcare@philips.com](mailto:healthcare@philips.com)

España  
Philips Healthcare  
María de Portugal 1-3  
28050 Madrid  
Tel.: +34 91 566 9000  
Fax: +34 91 403 4269

Latin America Headquarters Brazil  
Rua Verbo Divino 1400 Terreo  
Chacara Santo Antonio  
Sao Paulo  
Tel.: +55 11 5188 0764  
Fax: +55 11 5188 0761

Latin America Headquarters Miami  
1550 Sawgrass Corporate  
Parkway, suite 300  
Sunrise, FL 33323  
Tel.: 954 835 2600  
Fax: 954 835 2626

Europa, Oriente Medio, África  
Tel.: +49 7031 463 2254

Asia  
Tel.: +49 7031 463 2254

América del Norte  
Tel.: +1 425 487 7000  
800 285 5585 (toll free, US only)

Visite [www.philips.com/IntelliVueMX40](http://www.philips.com/IntelliVueMX40)



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones, y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Impreso en los Países Bajos.  
4522 962 73884 \* JUL 2012