



# Sencillez y versatilidad

Ventilador portátil Trilogy 202 de Philips Respironics

**PHILIPS**

El ventilador Trilogy 202 dispone tanto de control por volumen como de control por presión para la ventilación invasiva y no invasiva. La versatilidad de sus opciones de configuración y respiración asistida facilitan el traslado e intercambio de equipos, lo que aumenta la continuidad en el cuidado de sus pacientes. Dado que Trilogy 202 ofrece la exclusiva función de compensación de fugas, tanto en modo de control por presión como por volumen, el uso de circuitos pasivos más simples contribuye al ahorro de tiempo y de costes. Con un sencillo cambio en la configuración, Trilogy 202 admite circuitos respiratorios de exhalación activa o pasiva para ajustar los cambios en el circuito seleccionado.

# Todo lo necesario en un solo ventilador



## Traslados intrahospitalarios

El sistema Trilogy 202 favorece la libertad de movimiento. Gracias a su batería interna de 3 horas y a una batería extraíble opcional de otras 3 horas, dispondrá de energía suficiente para realizar traslados intrahospitalarios, con tiempo de sobra en caso de retrasos o cambios de ruta. Pesa tan solo 5,6 kg y dispone de un asa de transporte para que el manejo sea cómodo y seguro.

## Transición del hospital al domicilio

Además de compartir una interfaz de usuario común, todos los ventiladores Trilogy para hospital o domicilio ofrecen los mismos modos de ventilación y configuraciones del circuito respiratorio. A partir de ahora, sus pacientes con asistencia domiciliar recibirán el mismo tratamiento respiratorio adaptado que en el hospital. Además, es posible descargar los datos almacenados desde casa o el hospital para su revisión y evaluación a fin de detectar tendencias significativas.



Flexibilidad en los traslados intrahospitalarios con Trilogy 202.



Ventilador Trilogy 100 para pacientes con asistencia domiciliar.



#### Datos detallados y ajustes remotos

Una tarjeta de seguridad digital (SD) almacena los datos históricos del ventilador para poder revisar luego las tendencias de tratamiento por medio del software DirectView.

- Formas de onda de cada respiración.
- Tendencias a corto y largo plazo.
- Estadísticas y patrones de uso.



# Sencillo y versátil

## Sincronización

El algoritmo Auto-Trak se ajusta a los cambiantes patrones respiratorios y las fugas dinámicas, lo que mejora la sincronización paciente-ventilador. La adaptación automática a fugas, ciclos y activaciones, reduce el tiempo que los facultativos necesitan para definir los umbrales y colocar las mascarillas.

## Modos de volumen con compensación de fugas

Trilogy 202 ofrece todos los modos de control de volumen convencionales: AC, SIMV (con o sin PS) y CV. Además, tiene la capacidad exclusiva de compensar las fugas en un modo de control de volumen, lo que se traduce en un suministro más uniforme de volumen corriente, incluso durante una VNI o en caso de fugas en el manguito.

## Configuración

Ya sea en un entorno de cuidados intermedios o crónicos, la configuración con Trilogy 202 resulta realmente sencilla. La pantalla a color y la navegación intuitiva mediante menús permiten configurar el sistema y realizar cambios rápidamente para una gran variedad de pacientes. El mezclador integrado administra oxígeno del 21% al 100%. Además, en el caso de pacientes que necesitan una terapia intensiva de día y otra más moderada de noche, Trilogy 202 admite dos prescripciones de tratamiento diferentes.



Menú intuitivo para realizar cambios rápidamente.



El circuito pasivo permite una configuración sencilla.



Gracias a su amplia pantalla y navegación intuitiva mediante menús, es posible configurar el sistema y realizar cambios rápidamente para una gran variedad de pacientes.

**Philips Healthcare forma parte de Royal Philips**

**Cómo contactar con nosotros**

[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)  
[healthcare@philips.com](mailto:healthcare@philips.com)

Asia  
Tel.: +49 7031 463 2254

Europa, Oriente Medio, África  
Tel.: +49 7031 463 2254

Latinoamérica  
Tel.: +55 11 2125 0744

América del Norte  
Tel.: +1 425 487 7000  
800 285 5585 (llamada gratuita;  
solo en EE. UU.)

España  
Philips Healthcare  
María de Portugal, 1-3  
28050 Madrid  
Tel.: +34 91 566 9000  
Fax: +34 91 403 4269

Latin America Headquarters Brazil  
Rua Verbo Divino 1400 Terreo  
Chacara Santo Antonio  
Sao Paulo  
Tel.: +55 11 5188 0764  
Fax: +55 11 5188 0761

Latin America Headquarters Miami  
1550 Sawgrass Corporate  
Parkway, suite 300  
Sunrise, FL 33323  
Tel.: 954 835 2600  
Fax: 954 835 2626

Visite [www.philips.com/trilogy202](http://www.philips.com/trilogy202)



© 2010 Koninklijke Philips N.V.

Reservados todos los derechos. Philips Healthcare se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones o a interrumpir la fabricación de cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones, y no se considera responsable de las consecuencias derivadas del uso de esta publicación.

Auto-Trak, AVAPS, DirectView, Trilogy 100 y Trilogy 202 son marcas comerciales de Respironics, Inc. y sus filiales.

Impreso en EE. UU.  
4522 962 58754 \* JUN 2015